

Anticorps Monoclonal Anti-Ube1L / Uba7 Pour Wb, Elisa - P41226

Numéro d'article: CM0006532



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant Ube1L/UBA7 humain pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la conjugaison ISG15 et de l'immunité antivirale. – 112kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Ube1L / UBA7 Lapin mAb
Remarques/Alias	D8, UBE2, UBE7, UBA1B, UBE1L, Ube1L / UBA7
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7318
ID de Gène	7318
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de Ube1L / UBA7 humain (NP_003326.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41226
Poids Protéique	112kDa
Expédition	Sac de glace