

Anticorps Polyclonal Anti-Ube2C Pour Wb Et Elisa - 000762

Numéro d'article: CM0022157



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UBE2C humain (UbcH10), validé pour Western blot et ELISA. Idéal pour la recherche sur la régulation du cycle cellulaire et la voie ubiquitine-protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2C Rabbit pAb
Remarques / Alias	UBCH10 ; dj447F3.2 ; UBE2C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11065
GeneID	11065
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O00762
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace