

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ube2C Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O00762

Numéro d'article: CM0005494



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'UBE2C (UbcH10), adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le cycle cellulaire et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2C Rabbit mAb
Remarques / Alias	UBCH10; dj447F3.2; UBE2C
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	11065
Identifiant du gène	11065
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-179 du TLR4 humain (NP_008950.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00762
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace