

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ube2C Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00762

Numéro d'article: CM0025005



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant UBE2C (UBCH10), l'enzyme de conjugaison de l'ubiquitine E2 essentielle à la progression mitotique médiée par l'APC/C. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2C Rabbit pAb
Remarques / Alias	UBCH10; dj447F3.2; UBE2C
Espèce	Humain
Identifiant gène (Humain)	11065
Identifiant gène	11065
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-179 de l'UBE2C humain (NP_008950.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00762
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace