

Anticorps Polyclonal Anti-Ube2D2 Pour Wb - P62837

Numéro d'article: CM0018476



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UBE2D2 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible l'enzyme de conjugaison de l'ubiquitine E2 D2, impliquée dans la dégradation des protéines et la régulation de p53. Idéal pour la recherche sur la voie de l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2D2 Lapin pAb
Remarques/Alias	UBC4; PUBC1; UBCH4; UBC4/5; UBCH5B; E2(17)KB2; UBE2D2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7322
ID du gène	7322
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62837
Poids protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace