

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ube2D3 Pour Wb Et Elisa - P61077

Numéro d'article: CM0013606



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre UBE2D3 (UBCH5C), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'ubiquitination, de la réparation de l'ADN et des voies de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2D3 Lapin pAb
Remarques/Alias	UBC4/5; UBCH5C; E2(17)KB3; UBE2D3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7323
ID de gène	7323
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61077
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace