

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ube2D4 Pour Wb Et Elisa - Q9Y2X8

Numéro d'article: CM0029730

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-UBE2D4 validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Reconnaît l'enzyme de conjugaison de l'ubiquitine E2 D4 (HBUCE1), 17 kDa. Idéal pour la recherche sur l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2D4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HBUCE1; UBE2D4
Espèce	Humaine
GenelD (Humain)	51619
GenelD	51619
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-147 de l'UBE2D4 humain (NP_057067.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2X8
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac à glace