


Anticorps Polyclonal Anti-Ube2E1 Pour Wb, Elisa - P51965

Numéro d'article: CM0017504



Introduction

Anticorps polyclonal Anti-UBE2E1 validé pour WB et ELISA. Détecte l'UBE2E1 humain, souris et rat, une enzyme de conjugaison à l'ubiquitine de 21 kDa impliquée dans la dégradation des protéines et l'ISGylation. Idéal pour la recherche sur la voie de l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	UBE2E1 Lapin pAb
Remarques/Alias	UBCH6; UBE2E1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7324
ID de Gène	7324
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-50 de l'UBE2E1 humain (NP_003332.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51965
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace