

Anticorps Polyclonal Anti-Ube2E2 Pour Wb, Elisa - Q96Lr5

Numéro d'article: CM0020553



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-UBE2E2 (UBCH8) pour les applications de Western blot et d'ELISA. Reconnaît l'UBE2E2 humain et présente une réactivité croisée avec l'UBE2E2 de souris et de rat. Convient aux études de la voie ubiquitine-protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2E2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	UBCH8; UBE2E2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	7325
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 201 de l'UBE2E2 humain (NP_689866.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q96LR5
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac réfrigérant