


Anticorps Polyclonal Anti-Ube2H Pour Wb Et Elisa - P62256

Numéro d'article: CM0029374



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UBE2H humain (enzyme de conjugaison de l'ubiquitine E2 H, 21 kDa). Validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2H Rabbit pAb
Remarques / Alias	GID3; UBC8; UBCH; UBCH2; E2-20K; UBE2H
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7328
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 183 de l'UBE2H humain (NP_003335.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62256
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace