


Anticorps Polyclonal Anti-Ube2J2 Pour Wb, Elisa - Q8N2K1

Numéro d'article: CM0029554



Introduction

UBE2J2 pAc Lapin, un anticorps polyclonal validé pour le Western blot et l'ELISA, reconnaît l'UBE2J2 humain, souris et rat, une enzyme E2 de conjugaison de l'ubiquitine résidente du RE impliquée dans la dégradation associée au Réticulum Endoplasmique (ERAD) et la régulation de l'autophagie. Idéal pour la recherche sur les voies de dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	UBE2J2 pAc Lapin
Remarques/Alias	UBC6; NCUBE2; NCUBE-2; PRO2121
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	118424
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 de l'UBE2J2 humain (NP_477515.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N2K1
Poids Moléculaire	29kDa
Expédition	Sac de glace