

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ube2L3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68036

Numéro d'article: CM0028668



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UBE2L3 humain (enzyme de conjugaison de l'ubiquitine E2 L3), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la voie de l'ubiquitine et le développement de dosages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2L3 Lapin pAb
Remarques/Alias	E2-F1; L-UBC; UBCH7; UbcM4; UBE2L3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7332
GeneID	7332
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 73-212 de l'UBE2L3 humain (NP_001243284.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P68036
Poids de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace