

Anticorps Polyclonal Anti-Ube2L6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O14933

Numéro d'article: CM0015558



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre UBE2L6 (RIG-B/UBCH8). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Soutient la recherche sur les voies de conjugaison ubiquitine/ISG15 et de dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2L6 Lapin pAb
Remarques/Alias	RIG-B; UBCH8; UBE2L6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9246
GeneID	9246
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-153 de l'UBE2L6 humain (NP_004214.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14933
Poids de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace