

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ube2L6 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14933

Numéro d'article: CM0006633



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Anti-UBE2L6 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte l'UBE2L6 (UBCH8/RIG-B) humain, souris, rat, une enzyme E2 dans la conjugation de l'ubiquitine et de l'ISG15. Utile pour la recherche sur l'ubiquitine-protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	UBE2L6 Lapin mAb
Remarques/Alias	RIG-B; UBCH8; UBE2L6
Espèce	Humain
ID de Gène	9246
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 54-153 de l'UBE2L6 humain (NP_004214.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14933
Poids Protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace