

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ube2L6 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14933

Numéro d'article: CM0028771



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin UBE2L6 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît l'UBE2L6 humain et murin (RIG-B/UbcH8), une enzyme E2 de conjugation ubiquitine/ISG15 impliquée dans la dégradation des protéines et la signalisation immunitaire. Idéal pour les études d'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	UBE2L6 Lapin pAb
Remarques/Alias	RIG-B; UBCH8; UBE2L6
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	9246
ID de Gène	9246
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-153 de l'UBE2L6 humain (NP_004214.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O14933
Poids Protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace