

Anticorps Polyclonal Anti-Ube2NL Pour Wb, Elisa - Q5Jxb2

Numéro d'article: CM0030540

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UBE2NL humain (enzyme putative de conjugaison de l'ubiquitine de type E2 N) pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Adapté à la recherche sur l'ubiquitination et aux études sur le tissu de l'épididyme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2NL Rabbit pAb
Remarques / Alias	Li174, UBE2NL
Espèce	Humain
Identifiant du gène	389898
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de l'UBE2NL humain (NP_001013007.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q5JXB2
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace