

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ube2N/Ubc13 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61088

Numéro d'article: CM0004286

Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin Ube2N/Ubc13 détecte l'Ube2N humain, murin et de rat (17 kDa), validé pour le WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Idéal pour l'étude de l'enzyme ubiquitine-conjugante E2 N dans les voies de réparation de l'ADN et de signalisation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Ube2N/Ubc13
Remarques/Alias	UBC13; Ubch13; UBCHBEN; HEL-S-71; Ubch-ben; Ube2N/Ubc13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7334
GeneID	7334
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'Ube2N/Ubc13 humain (P61088)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61088
Poids moléculaire de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace