


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ube2N/Ubc13 Pour Wb Et Elisa - P61088

Numéro d'article: CM0016253



Introduction

Le pAb de lapin anti-Ube2N/Ubc13 cible l'enzyme de conjugaison de l'ubiquitine E2 N (P61088). Validé pour WB et ELISA, il réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la réparation de l'ADN, l'ubiquitination et les voies de signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Ube2N/Ubc13
Remarques / Alias	UBC13; UbCH13; UBCHBEN; HEL-S-71; UbCH-ben; Ube2N/Ubc13
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7334
GeneID	7334
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-152 de l'Ube2N/Ubc13 humain (NP_003339.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61088
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace