

Anticorps Polyclonal Anti-Ube2O Pour Ihc-P, Elisa - Q9C0C9

Numéro d'article: CM0019554



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant spécifiquement l'UBE2O humain (E2-230K, 141 kDa) pour les applications IHC-P et ELISA. Un outil essentiel pour l'étude de la conjugaison de l'ubiquitine, de la signalisation NF-kB médiée par TRAF6 et de l'adipogenèse médiée par BMP7.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2O Rabbit pAb
Remarques/Alias	E2-230K; UBE2O
Espèce	Humaine
ID du gène	63893
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1073-1292 de l'UBE2O humain (NP_071349.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9C0C9
Poids de la protéine	141 kDa
Expédition	Sac réfrigérant