

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ube2O [Validé Ko] Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9C0C9

Numéro d'article: CM0018313



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UBE2O (E2-230K) humain, validé par knock-out (KO). Validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la conjugaison de l'ubiquitine, l'adhésion et le trafic cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	UBE2O Rabbit pAb [validé KO]
Remarques / Alias	E2-230K; 20
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	63893
Identifiant du gène	63893
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1073-1292 de l'UBE2O humain (NP_071349.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9C0C9
Poids de la protéine	141 kDa
Expédition	Sac de glace