


Anticorps Polyclonal Anti-Ube2Q2 Pour Wb, Elisa - Q8Wvn8

Numéro d'article: CM0027980



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UBE2Q2 humain, adapté pour Western blot et ELISA. Reconnaît l'UBE2Q2 humain et murin, avec un poids moléculaire de 43 kDa. Idéal pour la recherche sur l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2Q2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	UBE2Q2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	92912
GeneID	92912
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 150 de l'UBE2Q2 humain (NP_775740.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8WVN8
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace