


Anticorps Polyclonal Anti-Ube2R2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q712K3

Numéro d'article: CM0030064



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-UBE2R2 validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur humain, souris, rat. Cible l'enzyme de conjugaison de l'ubiquitine E2 R2 (27 kDa, UniProt Q712K3) impliquée dans la voie de l'ubiquitine. Immunogène recombinant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2R2 Lapin pAb
Remarques/Alias	UBC3B; CDC34B; E2-CDC34B; UBE2R2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	54926
ID de gène	54926
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-238 de l'UBE2R2 humaine (NP_060281.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q712K3
Poids de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace