

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ube2S Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16763

Numéro d'article: CM0026899



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin haute spécificité ciblant l'UBE2S humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'ubiquitination médiée par APC/C et de la progression mitotique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2S Rabbit pAb
Remarques / Alias	EPF5; E2EPF; E2-EPF; UBE2S
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27338
GeneID	27338
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-222 de l'UBE2S humain (NP_055316.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16763
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace