

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ube2S (Validé Par Ko) Pour Wb, Elisa - Q16763

Numéro d'article: CM0021517



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO ciblant l'UBE2S humain, une enzyme de conjugaison de l'ubiquitine impliquée dans la régulation du cycle cellulaire et la dégradation des protéines. Convient pour la WB et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2S pAb de lapin [validé par KO]
Remarques/Alias	EPF5 ; E2EPF ; E2-EPF ; 2S
Espèce	Humaine
GeneID	27338
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 122-221 de l'UBE2S humain (NP_055316.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q16763
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac réfrigérant