

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ube2T Pour Wb, Elisa - Q9Npd8

Numéro d'article: CM0028397



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UBE2T humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la réparation de l'ADN et l'anémie de Fanconi. Masse moléculaire : 23 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2T Rabbit pAb
Remarques / Alias	FANCT; PIG50; HSPC150; UBE2T
Espèce	Humain
Identifiant de gène (humain)	29089
Identifiant de gène	29089
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 197 de l'UBE2T humain (NP_054895.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NPD8
Masse moléculaire de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace