


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ube2V2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15819

Numéro d'article: CM0027473



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'UBE2V2 humain (MMS2/UEV2), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'ubiquitination et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE2V2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MMS2; UEV2; EDPF1; UEV-2; DDVIT1; EDAF-1; EDPF-1; DDVit-1; UBE2V2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	7336
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 1-145 de l'UBE2V2 humain (NP_003341.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15819
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sachet de glace