

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ube2Z Pour Wb, Elisa - Q9H832

Numéro d'article: CM0028608



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UBE2Z humain (enzyme de conjugation de l'ubiquitine E2 Z) pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la conjugation de l'ubiquitine et la régulation de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	UBE2Z Lapin pAb
Remarques/Alias	USE1; HOYS7; UBE2Z
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	65264
GeneID	65264
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 115-354 de l'UBE2Z humain (NP_075567.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H832
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace