

## Anticorps Monoclonal Anti-Ube4A Pour Wb, Elisa - Q14139

Numéro d'article: CM0003092



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre l'UBE4A humain (ligase d'ubiquitine E3/E4). Idéal pour les applications de Western blot et ELISA dans les études d'ubiquitination et de dégradation des protéines. PM : 123kDa.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | UBE4A Lapin mAb                                                                                                     |
| Remarques/Alias    | E4; UFD2; UBOX2; NEDHMS; UBE4A                                                                                      |
| Espèce             | Humain                                                                                                              |
| GeneID             | 9354                                                                                                                |
| Immunogène         | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'UBE4A humain (Q14139). |
| Source             | Lapin                                                                                                               |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                               |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                           |
| Réactivité Croisée | Humain                                                                                                              |
| SWISS              | Q14139                                                                                                              |
| Poids Protéique    | 123kDa                                                                                                              |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                        |