


Anticorps Monoclonal Anti-Ube4B Pour Wb, Elisa - O95155

Numéro d'article: CM0003330



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-UBE4B validé pour le Western blot et l'ELISA, réactif avec l'humain, la souris et le rat. Conçu pour les études sur la dégradation des protéines par le système ubiquitine-protéasome et la dégradation des protéines musculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE4B Rabbit mAb
Remarques/Alias	E4 ; UFD2 ; HDNB1 ; UBOX3 ; UFD2A ; UBE4B
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10277
Identifiant du gène	10277
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de l'UBE4B humain (O95155).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95155
Poids protéique	146 kDa
Expédition	Sac de glace