


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ube4B Pour Wb, Elisa - O95155

Numéro d'article: CM0020496



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin UBE4B pour le Western blot et l'ELISA détecte l'UBE4B humain et murin, un facteur de conjugaison de l'ubiquitine E4 B impliqué dans l'ubiquitination des protéines et l'assemblage de la myosine. Idéal pour la recherche en neurodégénérescence et en biologie musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBE4B Lapin pAb
Remarques/Alias	E4 ; UFD2 ; HDNB1 ; UBOX3 ; UFD2A ; UBE4B
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10277
GenelD	10277
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-250 de l'UBE4B humain (NP_006039.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O95155
Poids protéique	146kDa
Expédition	Sac de glace