

Anticorps Polyclonal Anti-Ubiad1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y5Z9

Numéro d'article: CM0017514

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'UBIAD1 humain (TERE1), idéal pour le WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour l'étude de la biosynthèse de la ménaquinone-4 et de la coenzyme Q10.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBIAD1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SCCD; TERE1; UBIAD1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	29914
ID du gène	29914
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de l'UBIAD1 humain (NP_037451.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y5Z9
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace