

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ubiad1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5Z9

Numéro d'article: CM0028806

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UBIAD1 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Détecte une bande de 37 kDa. Pour l'étude des voies de biosynthèse de la ménakinone-4 et du coenzyme Q10.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBIAD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SCCD; TERE1; UBIAD1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	29914
ID du gène	29914
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'UBIAD1 humain (NP_037451.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5Z9
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac isotherme