


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ubiquitine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P0Cg47

Numéro d'article: CM0002531



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-ubiquitine validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat avec une large réactivité croisée prédite. Convient pour les études sur la voie ubiquitine-protéasome et la signalisation cellulaire. Sourced via la plateforme IVD tout-en-un de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Ubiquitine mAb Lapin
Remarques/Alias	HEL-S-50; Ubiquitine
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7314
ID de Gène	7314
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-228 de l'ubiquitine humaine (AAH46123.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	P0CG47
Poids Protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace