


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ubiquitine Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0CG47

Numéro d'article: CM0006786



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Ubiquitine (P0CG47) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Espèces : Humain, Souris. Immunogène recombinant. Idéal pour étudier les chaînes de polyubiquitine dans le protéasome, la réparation de l'ADN et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Ubiquitine
Remarques/Alias	HEL-S-50 ; Ubiquitine
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7314
Identifiant du gène	7314
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de l'Ubiquitine humaine (NP_061828.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P0CG47
Poids protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace