


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ubl3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 095164

Numéro d'article: CM0028509



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UBL3 humaine (protéine ubiquitine-like 3), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Convient à l'étude des protéines ubiquitine-like ancrées à la membrane.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBL3 Lapin pAb
Remarques/Alias	HCG-1; PNSC1; UBL3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5412
GeneID	5412
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-117 de l'UBL3 humaine (NP_009037.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095164
Poids moléculaire	13kDa
Expédition	Sac de glace