


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ubl4A Pour Wb, Ip, Elisa - P11441

Numéro d'article: CM0028991



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'UBL4A humain, validé pour les applications WB, IP et ELISA avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. L'UBL4A est un composant clé du complexe BAG6 impliqué dans le contrôle qualité des protéines et la livraison des protéines à queue ancrée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBL4A Rabbit pAb
Remarques/Alias	GDX; G6PD; GET5; MDY2; UBL4; TMA24; DX254E; DXS254E; UBL4A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8266
Identifiant du gène	8266
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-157 de l'UBL4A humain (NP_055050.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11441
Poids moléculaire de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace