

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ubl5 Pour Wb Et Elisa - Q9Bzl1

Numéro d'article: CM0024427



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UBL5 humain (HUB1). Convient pour le Western blot et l'ELISA. L'UBL5 est impliqué dans l'épissage des pré-ARNm, la cohésion des chromatides sœurs et la voie de l'anémie de Fanconi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	UBL5 Lapin pAb
Remarques/Alias	HUB1; UBL5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	59286
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-73 de l'UBL5 humain (NP_077268.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9BZL1
Poids Protéique	9kDa
Expédition	Sac de glace