


Anticorps Polyclonal Anti-Ubqln3 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9H347

Numéro d'article: CM0020919



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant UBQLN3 (Ubiquiline-3). Validé pour WB, IF-P et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les protéines spécifiques du testicule.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBQLN3 Rabbit pAb
Remarques/Pseudonyme	TUP-1 ; UBQLN3
Espèce	Humain
ID du gène	50613
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 306-620 de l'UBQLN3 humaine (NP_059509.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9H347
Poids moléculaire de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac réfrigérant