

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ubqln4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nrr5

Numéro d'article: CM0019112

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre UBQLN4, un régulateur de la dégradation protéasomique et de la réparation de l'ADN. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'ubiquitine-protéasome et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBQLN4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	A1U; A1Up; UBIN; CIP75; C1orf6; UBQLN4
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	56893
Identifiant de gène	56893
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 366-432 de l'UBQLN4 humain (NP_064516.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NRR5
Poids de la protéine	64kDa
Expédition	Sac de glace