

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ubr5 Pour Wb Et Elisa - 095071

Numéro d'article: CM0015693



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UBR5 humain (ligase E3 d'ubiquitine-protéine), validé pour le Western blot et l'ELISA. Pour la recherche sur le contrôle de la qualité des protéines, la signalisation Wnt et la réponse aux dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UBR5 pAb de lapin
Remarques/Alias	DD5; EDD; HYD; EDD1; UBR5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51366
GeneID	51366
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	095071
Poids moléculaire de la protéine	309 kDa
Expédition	Sac de glace