


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ubtf Pour Wb, Elisa - P17480

Numéro d'article: CM0029670



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-UBTF validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier la régulation des gènes de l'ARN ribosomal et la fonction nucléolaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	UBTF Rabbit pAb
Remarques/Alias	UBF ; UBF1 ; UBF2 ; UBF-1 ; CONDBA ; NOR-90 ; UBTF
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7343
GeneID	7343
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-440 de l'UBTF humain (NP_055048.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17480
Poids Moléculaire Protéique	89 kDa
Expédition	Sac de glace