

Anticorps Polyclonal Anti-Uchl3 Pour Wb, Elisa - P15374

Numéro d'article: CM0030318



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'UCHL3 humain, une enzyme déubiquitinante. Convient pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Soutient les études des processus dépendants de l'ubiquitine et de la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UCHL3 Lapin pAb
Remarques/Alias	UCH-L3; UCHL3
Espèce	Humain
ID de gène	7347
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de l'UCHL3 humain (NP_005993.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15374
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace