

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Uchl3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15374

Numéro d'article: CM0003664



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'UCHL3 humain, validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte l'UCHL3 humain, murin et de rat. Convient pour la recherche sur les enzymes de déubiquitination et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-UCHL3
Remarques/Alias	UCH-L3 ; UCHL3
Espèce	Humain
GeneID	7347
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'UCHL3 humain (NP_005993.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15374
Poids protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace