


Anticorps Polyclonal Anti-Uchl5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y5K5

Numéro d'article: CM0029027



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin UCHL5 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'Humain, la Souris et le Rat. Cible l'isoenzyme hydrolase L5 à extrémité carboxy-terminale de l'ubiquitine, une enzyme déubiquitinante du protéasome et du complexe INO80.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin UCHL5
Remarques/Alias	UCH37; CGI-70; INO80R; UCH-L5; UCHL5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51377
GeneID	51377
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-328 de l'UCHL5 humain (NP_001186190.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5K5
Poids protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace