

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Uchl5Ip Pour Wb, Elisa - Q99871

Numéro d'article: CM0002135



Introduction

CamelBio fournit un anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la sous-unité 7 du complexe de type augmin HAUS humaine (UCHL5IP, UIP1). Validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur l'assemblage du fuseau mitotique et la division cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-UCHL5IP
Remarques/Alias	UIP1 ; UCHL5IP
Espèce	Humain
Identifiant du gène	55559
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-285 de l'UCHL5IP humain (NP_001372411.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q99871
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace