

Anticorps Polyclonal Anti-Uckl1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nwz5

Numéro d'article: CM0024680

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'UCKL1 humain (uridine-cytidine kinase-like 1), réactivité croisée avec la souris et le rat. Validé pour Western blot, IHC sur paraffine et ELISA. Adapté pour la recherche sur le métabolisme des nucléotides et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UCKL1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	UCK1L; URKL1; UCKL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54963
GeneID	54963
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de l'UCKL1 humain (NP_060329.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NWZ5
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace