

## Anticorps Polyclonal Anti-Ucp1 Pour Wb Et Elisa - P10861

Numéro d'article: CM0018842

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre UCP1 (protéine 1 de découplage de la graisse brune mitochondriale, thermogénine). Validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec la souris. Convient aux recherches sur le métabolisme et aux études sur la thermogenèse.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | UCP1 pAb de lapin                                                                                                            |
| Remarques/Alias     | Protéine 1 de découplage de la graisse brune mitochondriale                                                                  |
| Espèce              | Porc                                                                                                                         |
| ID du gène (humain) | 7350                                                                                                                         |
| ID du gène (porcin) | 281561                                                                                                                       |
| Immunogène          | Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de l'UCP1 bovine (NP_001160000.1) |
| Source              | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Réactivité croisée  | Souris                                                                                                                       |
| SWISS               | P10861                                                                                                                       |
| Poids moléculaire   | 33 kDa                                                                                                                       |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                 |