

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ucp1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P25874

Numéro d'article: CM0003725



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'UCP1 humain, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la thermogenèse, la balance énergétique et les mécanismes des maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UCP1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	UCP ; SLC25A7 ; UCP1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7350
ID du gène	7350
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 100 et 200 de l'UCP1 humain (NP_068605.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P25874
Poids protéique	33 kDa
Expédition	Sac de glace