

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ucp1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P12242

Numéro d'article: CM0008557

Introduction

Détecte spécifiquement, avec une forte affinité, la protéine de découplage 1 du tissu adipeux brun mitochondrial (UCP1/Thermogenin). Idéal pour l'étude de la thermogenèse, de l'équilibre énergétique et du tissu adipeux brun dans des modèles murins et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UCP1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	Ucp; Slc25a7
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	7350
ID du gène	22227
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétisé dérivé de l'UCP1 de souris
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	P12242
Poids moléculaire	33 kDa
Expédition	Sac de glace