

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ucp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P25874

Numéro d'article: CM0025358



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'UCP1 humaine (thermogénine), validé pour le Western blot, l'immunohistochimie et l'ELISA. Détecte l'UCP1 endogène dans le tissu adipeux brun humain, souris et rat. Idéal pour les études métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	UCP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	UCP; SLC25A7; UCP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7350
GeneID	7350
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de l'UCP1 humaine (NP_068605.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25874
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace